




Guia de conexão Excel - Arduino


1) Utilizando o Software Excel, siga o seguinte passo a passo:

- Clique no item **Arquivos**;
- Clique no item **Opções**;
- Clique no item **Personalizar Faixa de Opções**;
- Na extremidade direita, aparecerão algumas opções, você deve clicar para selecionar a opção **Streamer de Dados**;
- Clique em “**Ok**” para finalizar.







2) Após a realização da etapa anterior, deverá aparecer a opção **Streamer de Dados** na guia do Excel. Se não aparecer, feche o Software, abra-o novamente e repita o passo a passo mencionado anteriormente.




- Conecte o Arduino na porta USB.
- Clique no item **Streamer de Dados**.
- Clique no item **Conectar um Dispositivo**.
- Clique no item **Arduino Uno**.
- Clique no item **Registrar Dados**.





3) Ao terminar a coleta de dados, clique em **Parar Gravação**. Se não o fizer, os dados não serão salvos.



Tutorial referente ao experimento de Dilatação Térmica:

<https://docs.google.com/document/d/1UGKUCIP3zMQ-WPTjhhHPzJxnbS8kaOc4B-OKFZeKvL8/edit?usp=sharing>